



Bruksanvisningar för

Pedal vev ergometer av den motion cardio line 900 & motion cardio line 900 med



motion cycle 900
motion cycle 900 med



motion relax 900
motion relax 900 med



motion body 900
motion body 900 med

Innehåll

1.	Allmänt	3
2.	Klassificering av anordningarna	3
3.	Säkerhetsanvisningar	4
	Säker installation av enheterna	4
	Säker utbildning	6
	Indikationer och kontraindikationer	9
4.	Användning av displayen	10
	Översiktsdisplay/tangentfunktioner	10
	Urval av program	11
	Pulssystem	11
	Induktiv laddning (tillval)	12
5.	Skötsel, underhåll och service	13
	Anvisningar för upptäckt av fel (funktionsstörning)	16
	Underhållsinstruktioner för operatören	16
	Underhåll av auktoriserad specialist	16
	Kalibrering/underhåll	17
6.	Tekniska data*	17
7.	Bortskaffande	17
8.	Garanti	18

1. Allmänt



Läs denna bruksanvisning med alla säkerhetsinstruktioner och varningar noggrant innan du **använder** träningsutrustningen för **första gången för att säkerställa en säker och korrekt användning**. Behåll detta dokument för framtida referens och ge det till andra om du lämnar utrustningen vidare.

Syftet med utrustningen är hjärt- och lungträning och reproducerbar belastning av kroppen, t.ex. för diagnostiska och terapeutiska åtgärder. Utrustningen används främst av användare inom kardiologi, fysioterapi, idrottsmedicin och i hemmet. En annan tillämpning är användningen för att bygga upp och stärka skelettmuskulaturen samt för att öka rörligheten i de leder som påverkas under träningen. Utrustningen möjliggör reproducerbar fysisk belastning av människokroppen och det kardiovaskulära systemet för förebyggande, rehabilitering och diagnostik.

Text med grå bakgrund anger textavsnitt som uteslutande handlar om utrustningsdetaljer i träningslinjen.

2. Klassificering av anordningarna

- Produkterna i *kardiolinjen 900 med* är medicinska produkter **MD** enligt direktiv 93/42 EWG, klassificerade i klass IIa. I bromsens kontrollområde är displayens noggrannhet +/- 5 % eller +/- 3 watt för belastningar under 50 watt.
- Apparaterna i *cardio line 900* uppfyller standarden DIN EN ISO 20957-1 och DIN EN ISO 20957-5; applikationsklass S (kommersiell användning/studio) och H (hemmabruk) med noggrannhetsklass A +/- 10 % och är utformade uteslutande för fitness- och idrottssektorn.

Endast en person kan träna med utrustningen åt gången; den maximala användarvikten enligt typskylten får inte överskridas.

3. Säkerhetsanvisningar

Säker placering av -enheterna

motion cycle 900 **motion cycle 900 med**




Fig.1: Anordningsvy **motion cycle 900** & **motion cycle 900 med** med beteckning av de viktigaste elementen och tillämpningsdelarna.

motion relax 900 **motion relax 900 med**




Fig.2: Enhetsvy **motion relax 900** & **motion relax 900 med** med beteckning av de viktigaste elementen och tillämpningsdelarna.

motion body 900
motion body 900 med




Fig.3: Anordningsvy motion body 900 & moton body 900 med med beteckning av de väsentliga elementen och tillämpningsdelarna.

motion body 900 WM
motion body 900 med WM






Fig.4: moton body 900 och motion body 900 med med beteckning på de viktigaste delarna och tillämpningsdelarna.

OBSERVERA: För varianten med väggmontering måste väggfästena fästas korrekt och säkert på enheten och väggen. Kontrollera först väggkonstruktionen och endast om väggen är gjord av betong eller massivt murverk kan en säker infästning av enheten uppnås med standarddubbar. För varje skruvförbindelse ska minst

En horisontell dragbelastning på 1000 N måste garanteras så att enhetens hållfasthet bibehålls permanent under alla förhållanden. Fastsättningen skall utföras av ett specialiserat företag som också ger en garanti på sitt arbete; anskaffningen av fästmaterialen skall också utföras av det specialiserade företaget och anpassas till väggens beskaffenhet. Som exempel rekommenderar vi att man använder Fischer långskaftsankare SXRL 14x80 mm och matchade FUS-skrivar 10 mm Ø.



- Placera enheten på en fast, horisontell, jämn och halkfri yta och ställ enheten i nivå med justerskruvarna så att den inte vinglar.
- Det fria utrymmet runt enheten måste vara minst 1 m större än enhetens rörelseområde för att säkerställa säker åtkomst och utrymning från enheten även i nödsituationer. Säkerhetsavstånden kan dock överlappa varandra (se bild).



- Placera apparaten endast i torra rum på 10°C - 45°C, 10% - 65%.
- Se till att det inte finns någon elektromagnetisk strålning, t.ex. från radioantennor, strålande lysrör etc., eftersom dessa kan påverka pulsmätningen.
- Ramens undersida måste alltid vara fri för tillräcklig ventilation.
- Alla de pedalgometrar som nämns här är nätverksberoende. De genererar själva strömmen under drift eller förses med ström under programmeringen av den inbyggda standardkondensatorn. Kondensatorn laddas av träningen och har en livslängd på > 20000 cykler.
- Uppmärksamhet: Följ alltid instruktionerna för skötsel, underhåll och service i kapitel 5 i denna handbok.

Säker utbildning

- Innan träningen inleds ska lämpligheten för träning kontrolleras av en behörig person, t.ex. en läkare. Observera punkten "Indikationer och kontraindikationer".
- Observera att överdriven motion kan vara skadlig.
- Om illamående eller yrsel uppstår, avbryt omedelbart träningen och kontakta en läkare.
- Träning på utrustningen är endast tillåten med intakt hud.
- När du tränar är det bättre med åtsittande, lätta sportkläder så att de inte kan fastna i delar av apparaten under träningen. Bär alltid lämpliga sportskor för ett säkert fotfäste på pedalerna.
- Innan du börjar träningen ska du kontrollera att enheten står säkert, att den inte är defekt eller att den inte kan manipuleras. Om du hittar några fel eller är osäker, fråga handledaren innan du påbörjar utbildningen.
- Innan du börjar träningen ska du se till att ingen befinner sig i närheten av de rörliga delarna för att undvika att tredje part utsätts för fara. Särskilt barn utan tillsyn måste hållas borta från utrustningen.
- **cykel/relax:** För biomekaniskt korrekt träning bör knät aldrig vara helt utsträckt; justera apparatens sits i enlighet med detta. Med cycle 900 / 900 med kan både den horisontella och vertikala sittställningen ändras. För den vertikala sittpositionen drar du i låsbulten på framsidan av sätesstolpen och justerar höjden manuellt. För en enklare höjning av sittpositionen kan sätesstolpen dras uppåt utan att låskruven låses upp. Låsbulten griper automatiskt in i det närmaste nedre hålet. Genom att dra i låsbulten kan sätesstolpen justeras ytterligare nedåt. **Säkerhet:** Kontrollera att låsbultarna går in ordentligt och hörbart innan du belastar sadeln. Sadelpositionen anges med en skala på sidan av sadelstolpen så att den personliga sadelhöjden lättare kan hittas vid upprepad träning. Sadelhöjden bör väljas så att det fortfarande finns en knäböjning på cirka 10° i det lägsta pedalläget.



Fig.5: Horisontell och vertikal justering av sätespositionen på cykel 900 och cykel 900 med.

- För horisontell placering på **cykeln** måste det gula gummerade klämhandtaget bakom sadeln lossas. Sadeln kan sedan flyttas framåt eller bakåt. Sadels horisontella läge påverkar överkroppens lutning och belastningen som vilar på armarna under träningen.



Fig.6: Justering av styret på cykel 900 och cykel 900 med.

- När styret kan justeras som tillval måste man se till att det gula gummerade klämhandtaget skruvas fast igen efter justering och före träning.







Fig.7: Horisontell justering av sätespositionen och justering av ryggstödet på relax 900 och relax 900 med.

- För horisontell placering på **relaxen** måste den gula frigöringsspaken dras uppåt. Därefter kan sittdelen flyttas till önskat läge. Se till att sätesenheten snäpper fast på plats igen. Justera ryggstödet till önskat läge. Se även här till att den griper in i de motsvarande hålen.



Fig.8: Vertikal justering av drivenheten och den justerbara vevan på kropp 900 och kropp 900 med eller kropp 900 WM och kropp 900 med WM.

- **Kropp: För** att kunna träna biomekaniskt korrekt med kroppen ska du flytta drivenheten så att vevhållaren på maskinen är placerad ungefär i höjd med axelleden. Justera sedan vevlängden på de justerbara vevarna i enlighet med detta. Den justerbara vevans låsbult måste återigen kopplas in efter justeringen och klämspaken måste sedan dras åt.

-  **Varning:** Systemet för pulsmätning är känsligt för fel på grund av systemet. Överdriven träning kan leda till farliga skador eller dödsfall. Om du känner dig ohälsosam ska du omedelbart sluta träna och kontakta din läkare eller terapeut.
-  **Varning:** Apparaten får endast användas med ett hölje och i torra utrymmen.
-  **Varning för valfri strömanslutning:** Använd endast godkända strömförsörjningsenheter som har testats enligt IEC 60601-1 och godkänts av enhetens tillverkare. Se till att strömförsörjningen installeras på ett sådant sätt att det är svårt att koppla bort den (t.ex. med hjälp av golvtankar, installation under enheten eller kabelkanaler, placering av strömförsörjningen i svåråtkomliga områden).
-  **Varning:** Om den medicintekniska produkten ändras måste lämpliga undersökningar och tester utföras för att säkerställa fortsatt säker användning. Modifiera inte produkten utan tillverkarens tillstånd.

Indikationer och kontraindikationer

Innan du börjar träna bör du kontakta en läkare eller terapeut för att försäkra dig om att du är lämplig för träning.

Exempel på indikationer

- Rörlighet i rörelseapparaten.
- Förstärkning av muskulaturen
- Förstärkning av det kardiovaskulära systemet

Exempel på kontraindikationer

- Kardiovaskulära sjukdomar
- Smärta i muskuloskeletala systemet
- Under utbildningen:
 - Bröstmärta
 - Malaise
 - Illamående
 - Yrsel
 - Andnöd

Fråga läkaren om du tar mediciner.

4. Användning av displayen

Olika tränings- och testprogram möjliggör individuell och varierad träning med motion cardio line 900 och motion cardio line 900 med maskinerna.

	body 900 / 900 med	relax 900 / 900 med	cycle 900 / 900 med
Grundläggande utrustning	Snabbstart, tidsstyrd träning, pulsträning		
inkl. programpaket	Snabbstart Kvalificerande Pulsträning + 7 ytterligare program	Snabbstart Kvalificerande Pulsträning + 7 ytterligare program + 4 program för rörelsebalans	Snabbstart Kvalificerande Pulsträning + 7 andra program + 4 program för rörelsebalans + 6 testprogram

Översiktsdisplay/tangentfunktioner




Fig. 9: Bildskärmsvy, förklaring av knappfunktionerna, den faktiska vyn kan variera i färg, men knapptilldelningen är densamma.

Förklaring av knapparna:

- **Hemknappen** är en fysisk knapp under displayen. Du trycker på den för att komma in i huvudmenyn. Om du trycker på HOME-knappen länge (minst 6 sekunder) återställs monitorelektroniken.
- Tryck på knappen **PAUSE** för att pausa träningen.
- Genom att trycka på knappen **PLAY** startar eller återupptar du träningen.
- Knappen **COOL** stoppar träningen omedelbart. En sammanfattning av träningsresultaten genereras omedelbart, visas och skickas vid behov till en kompatibel programvara för träningskontroll.
- Använd **"+"- eller "-"-tangenter** för att öka eller minska de parametrar eller effektvärden som ska ställas in.
- Använd **piltangenterna** för att navigera genom motsvarande menyer och bekräfta värden eller inställningar.
- Med svep- och svepgester navigerar du genom programvalet.

Beroende på programmet visas några av följande parametrar:

- Programnamn.
- Tid: Utbildningstid som slutförts eller återstår.

- Puls: Indikator för hjärtfrekvens när du använder ett kompatibelt bälte med pulssändare. Pulsindikatorns display visar det aktuella pulsintervallet för program med mål- eller maxpuls. Profilindikatorn i displayen visar utvecklingen av intensitetsområdet under träningen.
- Watt: Effekten visas i watt. Parallellt med detta klargörs intensiteten genom en grafisk visning i profilen.
- km/h: Fiktiv hastighet visas i km/h.
- Hastighet: Pedalens varv per minut.
- L/R (inte med kropp 900/900 med): Kraftförhållandet mellan vänster och höger ben visas här i %.
- HRV: Hjärtfrekvensvariabilitet visas via RMSSD-värdet (kräver **POLAR** H10-sensor).
- resp: Andningsfrekvens (kräver **POLAR** H10-sensor)
- km: Tillagd eller återstående sträcka. Visningen är i meter; från 1000 m i 10 m-steg (1,00 km).
- K-Cal: Tillsatt eller återstående kaloriförbrukning.
- Nivå: Intensitetsnivå 1 - 21.
- Ø: Om parametrarna kompletteras med denna symbol är de medelvärden.

Resultat

Efter avslutat träningsprogram eller om du avslutar det i förtid med COOL ❄️, visas resultaten i monitorn och en tre minuter lång nedkylning sker. Detta kan avbrytas via knappen HOME.

En del av värdena är medelvärden (Watt, Km/h, RPM, Puls, Höjd/min), andra är kumulativa (Km, K-Cal, Tid, Höjd). Medelvärdena markeras med symbolen Ø.

Resultaten gör det möjligt att följa upp den personliga prestationsutvecklingen och fungerar därmed som motivation.

Urval av program

Det önskade träningsprogrammet kan väljas i huvudmenyn genom att trycka på motsvarande symbol. Du kommer då till konfigurationssidan där du kan ställa in motsvarande träningsparametrar. Tryck på PLAY-knappen ▶️ för att bekräfta ditt val och starta träningen. Du kan återgå till huvudmenyn via hemikonen eller hemknappen.




Fig. 10: Programval och konfiguration för manuell träning.

Pulssystem

Apparaterna i motion cardio line 900 och motion cardio line 900 med har det ursprungliga **POLAR** pulssystemet, där signalinsamlingen sker med hjälp av ett bröstband som standard. Detta möjliggör individuell träning i olika program. Den trådlösa dataöverföringen till displayelektroniken är kodad (antingen via 5 kHz eller **Bluetooth**). Den nya tekniken **POLAR** "Auto-Pairing" bygger på säker och störningsfri dataöverföring via Bluetooth. Denna teknik kräver användning av sändarna H10 eller H9. Andra parametrar, t.ex. HRV och andningsfrekvens, överförs också till monitorn via anslutningen **Bluetooth**.

Om gamla sändare används, t.ex. T31-kodade, finns det nedåtgående kompatibilitet. Det bör dock noteras att det kan förekomma störningar i signalöverföringen via 5 kHz-tekniken.

Färgen på den blinkande hjärtsymbolen visar vilken teknik som används.

Ljusblå=Bluetooth grön=5kHz

ANT+

Anordningarna i motion cardio line 900 och motion cardio line 900 med tillåter, förutom överföring av hjärtfrekvensen via 5 kHz Bluetooth[®], en valfri dataöverföring via ANT⁺. För detta krävs prestandapaketet.

Som standard är Polar 5kHz Bluetooth[®]-tekniken aktiverad. För att aktivera överföring via ANT⁺ måste knappen "ANT⁺" i informationsrutan () vara påslagen (markerad gul här). Därefter kan en anslutning till en sändarenhet som sänder pulsen via ANT⁺ upprättas. En mörkblå blinkande hjärtsymbol bekräftar överföringen av hjärtfrekvensen via ANT⁺.




Fig. 11: Aktivering av ANT+ för överföring av hjärtfrekvens

Säkerhetsinstruktion enligt DIN EN ISO 20957


Varning. System för pulsmätning kan vara felaktiga. Överdriven träning kan orsaka allvarliga hälsoskador eller dödsfall. Sluta träna omedelbart om du känner dig yr eller svag.

Induktiv laddning (tillval)








En induktiv laddningsmodul som tillval kan aktiveras på alla motion cardio line 900- och motion cardio line 900 med-enheter via "connect-paketet". Detta gör det möjligt att ladda mobila enheter som uppfyller Qi-standarden (Qi) utan kontakt. Bärare av pacemakers eller implanterade defibrillatorer (ICD) rekommenderas att hålla ett avstånd på minst 10 cm från laddningsspolen.





5. Skötsel, underhåll och service

Alla cardioutrustningar från emotion fitness är hållbara och kräver lite underhåll för att fungera som träningsutrustning under lång tid. Det är dock absolut nödvändigt att den nödvändiga skötseln utförs samvetsgrant.

 **Varning:** Enheten får endast öppnas av en auktoriserad specialist.

Symboler och betydelse

Säkerhetsskylt	Referens	Titel
	ISO 7010-P017	Förbjudet att driva på
	ISO 7010-W012	Varning, elektricitet
	ISO 7000-1641	Bruksanvisningar
Sicherheitshinweis gemäß DIN EN ISO 20957 Warnung! Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder zum Tod führen. Bei Schwindel- Schwächegefühl sofort das Training beenden.	DIN EN ISO 20957	Säkerhetsmeddelande Hjärtfrekvensövervakning
	ISO 7000-3082	Tillverkare
	ISO 7000-2497	Tillverkningsdatum
	ISO 7000-0632	Temperaturgräns
	ISO 7000-2620	Luftfuktighet, begränsning

	ISO 7010- W001	Allmän varningsskylt
	ISO 7010- M002	Följ bruksanvisningarna
	IEC 60417- 5840	Typ B tillämpad del (gäller sadel, pedaler och styr)
	ISO 15233	Medicinteknisk utrustning

Enheternas säkerhetsnivå kan endast upprätthållas om enheterna regelbundet kontrolleras med avseende på skador och slitage. Defekta delar måste bytas ut omedelbart och enheten måste stängas av tills den är reparerad.

Feldiagnostik

Följande felmeddelanden kan förekomma. Om felet visas upprepade gånger kan de åtgärder som anges nedan hjälpa till. Om dessa inte leder till framgång bör tillverkaren/återförsäljaren och vid behov programvarutillverkaren kontaktas.

Felmeddelande	Mätning/s	Berörda enhetstyper
"RFID-fel"	<ul style="list-style-type: none"> RFID-numret, dvs. numret på transpondern är för kort eller för långt. Ett fel inträffade när RFID-numret lästes. → använda en annan transponder 	Alla ergometrar
"Hjärtsensor?"	Monitorn vill starta ett program som kräver att du bär en pulssensor. Om ingen sensor hittas visas det här meddelandet.	Alla ergometrar
"USB-problem"	Radiomeddelandet skickades framgångsrikt från monitorns radiomodul till datorns radiomodul (dvs. mottagarmodulen bekräftade mottagandet av meddelandet), men det kom inget svar från datorn efter den angivna tidsperioden: → Starta om datorn och koppla in USB-dongeln i datorn igen. Om det behövs, starta om programvarutjänsten.	Alla ergometrar
"Radioproblem"	<ul style="list-style-type: none"> Enheten får inget svar från USB-dongeln. Uppmärksamhet! Detta felmeddelande kan också visas om det meddelande som skickas från dongeln till monitorn är felaktigt (t.ex. fel format eller ofullständigt meddelande). → Starta om datorn och koppla in USB-dongeln i datorn igen. Om det behövs, starta om programvarutjänsten. 	Alla ergometrar
"NDEF fel: längd"	<ul style="list-style-type: none"> Det meddelande som finns på NFC-taggens adress (dvs. det meddelande som sänds från smarttelefonen) är för långt. → Kontakta programvaru- eller enhetstillverkaren 	Alla ergometrar
"NDEF error: verifiera"	<ul style="list-style-type: none"> Det gick inte att komma åt NFC-taggen. Detta är ett auktoriseringsproblem när du får tillgång till NFC-taggen via monitorn med superlösenordet. → Kontakta tillverkaren eller programvaruproducenten 	Alla ergometrar
Saknat värde: XX (XX=tal)	<ul style="list-style-type: none"> En nödvändig inställningsparameter skickades inte till ergometern av PC-programvaran → Kontakta tillverkaren eller programvarutillverkaren. 	Alla ergometrar
Värde XX utanför intervallet (XX=nummer)	<ul style="list-style-type: none"> En nödvändig inställningsparameter skickades utanför det tillåtna området från PC-programvaran till enheten → kontakta tillverkaren eller programvarutillverkaren. 	Alla ergometrar

Vägledning för upptäckt av fel (störning)

Om det uppstår fel på utrustningen som du inte kan klassificera, vänligen kontakta emotion fitness GmbH & Co.KG. För varje felmeddelande bör du ha serienumret och modelltypen på den defekta enheten redo, eftersom detta kan vara viktigt för att kunna ställa rätt diagnos och framför allt för att kunna tillhandahålla lämpliga reservdelar till dig!

Underhållsinstruktioner för operatören

Det är bäst att inspektera enheten visuellt före varje användning, men åtminstone dagligen, och vara särskilt uppmärksam på defekta delar, lösa anslutningar och atypiska ljud.

Följande kontroller ska utföras minst var sjätte månad:

- Gör en visuell inspektion av alla synliga fogar och svetsar.
- Rengör enheten noggrant.
- Kontrollera att alla skruvförbindelser är täta.
- Kontrollera sadel och sadelstolpe och se till att sadeln byts ut efter två år för att förhindra materialutmattnings.
- Kontrollera att pedaler och vevar är hela och starka.

Generellt sett:

- Rengör plasthöljet och ramdelarna regelbundet vid behov med en fuktig trasa och mild tvål och torka sedan torrt igen.
- Det är inte tillåtet att använda sprayflaskor med rengöringsmedel; det har visat sig att enheterna aldrig blir torra på otillgängliga ställen. Rostangrepp kan inte uteslutas med detta förfarande.
- Se till att ingen vätska kommer in i bildskärmshuset,
- Använd endast mikrozyd® sensitive wipes desinficerande våtservetter (<http://www.schuelke.com/>) för eventuell nödvändig desinfektion av enheterna.
- Monitordisplayen kan visa en för låg kondensatorspänning, vid vilken en funktion utan bromsström inte kan garanteras på ett säkert sätt. Du kan ladda kondensatorn genom att trampa med högre belastning eller med en strömförsörjningsenhet som är godkänd av apparattillverkaren.
- Kontrollera att höljet är ordentligt fastspänt.
- Kontrollera regelbundet att spärrpinnarna fungerar.
- Vi rekommenderar en regelbunden visuell inspektion av alla delar av enheten, särskilt skruvar, bultar, svetsar och andra fästen.
- Kontrollera att apparatens fötter sitter stadigt på plats.
- Kontrollera att vevstakarna fortfarande är fast anslutna till axeln. Du behöver en 14 mm hylsnyckel för detta.
- Viktigt: Dra åt igen efter de första 10 timmarna av användning! Skadade vevar och axlar på grund av att vevarna lossats omfattas inte av garantin!
- Kontrollera att sadelstolpen inte är skadad på grund av överbelastning.
- Rengör sadelstolpen och sätesförlängningsdelarna, spraya sedan med silikonspray och gnugga torrt igen.
- Kontrollera om pedalslingorna är skadade.
- Använd endast originalreservdelar - kontakta oss för detta.

Uppmärksamhet: Dra åt vevstakarna igen.

Efter de första 10 timmarna i drift måste veven dras åt.

Om vevstakarna inte är åtdragna kan det uppstå irreparabla skador på axeln eller vevstakarna, och i så fall finns det inte längre någon garanti.

Underhåll av auktoriserad specialist

Vid problem med apparaten som du inte kan lösa själv på ett enkelt sätt ska du alltid kontakta emotion fitness service. Den auktoriserade tjänsten hjälper dig snabbt och kompetent eller ger dig instruktioner.

Kalibrering/underhåll

Alla medicinska pedalgometrar omfattas av **MTK-kravet** (MPBetreibV, § 14) och måste kontrolleras **var 24:e månad**.

Dessutom rekommenderar vi **underhåll** med inspektion av de säkerhetsrelevanta komponenterna (STÜ) av auktoriserad personal/partner **var 12:e månad**.

Detta avsnitt handlar om den rättsliga situationen i Tyskland. Kontrollera de tillämpliga lagarna för drift av medicintekniska produkter i ditt land.

Produkter med suffixet "med" överensstämmer med direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. De är därför försedda med CE-märkning och det anmälda organets nummer.

Distributören/operatören är ansvarig för att utföra underhåll, service och kalibrering samt eventuella inspektioner i enlighet med tillämpliga regionala lagar och förordningar på den plats där utrustningen finns!

Din lokala auktoriserade återförsäljare kan också ge dig mer information.

6. Tekniska data*

Typ av enhet	Mått (L/B/H)	Vikt	Max. användarvikt	Säker arbetsbelastning
motion cycle 900 motion cycle 900 med	119 cm x 65 cm x 145 cm	58 kg	150 kg; förstärkt: 200 kg.	208 kg; förstärkt:258 kg
motion relax 900 motion relax 900 med	173 cm x 65 cm x 133 cm	80 kg	150 kg; förstärkt: 200 kg;	230 kg; förstärkt: 280 kg;
motion relax 900 förstärkt 250 kg motion relax 900 med boosted 250kg	173 cm x 78 cm x 133 cm	104 kg	förstärkt:250 kg	ökat: 354 kg
motion body 900 motion body 900 med	116 cm x 78 cm x 155 cm	98 kg	150 kg; förstärkt: 200 kg.	248 kg; förstärkt: 298 kg
motion body 900 WM motion body 900 med WM	63 cm x 56 cm x 155 cm	48 kg	150 kg; förstärkt: 200 kg.	198 kg; förstärkt: 248 kg

Motståndssystem: Huvudoberoende bromssystem.

Prestationsområde:

cykel/relax: varvtalsberoende: 15-500 watt (alternativt 7-950 watt); varvtalsberoende: 15-1 000 watt

kropp: varvtalsberoende: 15-500 watt (alternativt 7-550 watt); varvtalsberoende: 15- 750 watt

Freewheel: tillgänglig för cykel och avkoppling

Följande EU-direktiv är uppfyllda:

2001/95/EG Direktivet om allmän produktsäkerhet

93/42/EEG Direktiv om medicintekniska produkter Klass IIa (uppfylls endast för produkter med suffixet med)

2014/30EU EMC-direktivet

Följande standarder användes:

DIN EN ISO 20957-1 Noggrannhetsklass A, användningsklass SH; DIN EN ISO 20957-5;

DIN EN 60601-1:2013; DIN EN 60601-1-2

* Värden kan variera på grund av ändringar och tillval.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska och optiska ändringar samt tryckfel.

7. Bortskaffande

När köpeavtalet ingås ska det anses vara överenskommet att företagskunderna kommer att förfoga över

EU-direktiv 2002/96/EU om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning själva.

8. Garanti

Detta grundar sig på den lagstadgade garantin.

emotion fitness GmbH & Co KG som tillverkare av denna produkt tillhandahåller gratis utbyte av defekta delar i 24 månader från fakturadatumet från emotion fitness för professionella användare om korrekt användning och skötsel som anges i denna bruksanvisning kan bevisas.

I regel betalas arbetskostnaden för garantiservice under de första 12 månaderna av respektive återförsäljare i ditt land. Kontakta din respektive återförsäljare om du har några frågor om detta.

Garantin upphör att gälla om produkten har servats eller reparerats av obehöriga personer. Så snart ett garantianspråk uppstår ska du omedelbart informera emotion fitness GmbH & Co KG eller din återförsäljare skriftligen eller via e-post. Information om utrustningens serienummer, inköpsdatum, en detaljerad beskrivning av felet och försörjningskällan måste tillhandahållas av utrustningens ägare. emotion fitness GmbH & Co KG eller din återförsäljare ordnar service, men förbehåller sig rätten att bestämma typen av service.

Följande förfaranden är möjliga:

1. Servicen utförs på plats av en auktoriserad servicetekniker.
2. Vi skickar den begärda reservdelen.
3. Vi skickar en ersättningsenhet.

De defekta delarna returneras omedelbart till oss av kunden utan kostnad. I annat fall kommer kunden att debiteras

av de levererade reservdelarna.

Om orsakerna ligger utanför garantiområdet förbehåller sig emotion fitness GmbH & Co KG rätten att debitera alla reparationskostnader.

Vissa sliddelar omfattas inte av garantin. Dessa är i synnerhet sadel, vevstakar och vevfäste, pedaler, pedalslingor, klädselvävnader och gummigreppet på styret. Pulssystemen **POLAR** levereras med den lagstadgade garantin.

Dessa garantibestämmelser ska inte på något sätt påverka de allmänna lagstadgade anspråken. Våra allmänna villkor för export, med ändringar från tid till annan, kan läsas och laddas ner från vår webbplats på följande adress www.emotion-fitness.de och kan laddas ner.

CE 0633

Tack för ditt förtroende!

emotion
FITNESS

Tillverkare

emotion fitness GmbH & Co. KG
Trippstadter Straße 68
67691 Hochspeyer, Deutschland
Telefon +49 (0) 6305-71499-0
Fax +49 (0) 6305-71499-111
Internet: www.emotion-fitness.de
E-post: info@emotion-fitness.de

Tillverkare EUDAMED SRN: DE-MF-000016584

